

Model Pro
Series



Smart zubárske súpravy



Vstúpte do éry digitalizovaného zubného lekárstva.

Spoznajte prvú plne digitalizovanú zubársku súpravu na svete. Usad'te a uvoľnite sa, vaša cesta do budúcnosti zubného lekárstva sa práve začína.



**Model
Pro 500.**



**Model
Pro 600.**

Jednoduchosť.

Lahko nastaviteľné, ešte
ľahšia denná prevádzka.
Zjednodušte prácu
všetkým na vašej klinike
či v ordinácii.



Skonvertujte vybrané modely
z ľavej na pravú stranu za **30 sekúnd**.



Konvertibilita.



Pripojte sa.

Technológia, ktorá
nadobro zmení spôsob,
akým pracujete.




Budúcnosť je smart.



Zdigitalizujte vašu dennú prácu a očarte vašich pacientov novým prístupom s Modelom Pro a jeho smart funkciami.

Diplomat Connect app.

Predstavte si, že máte v tíme nového kolegu, ktorého úlohou je presne si zapamätať vaše osobné preferencie a vyšperkovať vám pracovný deň do úplných detailov. Presne to so sebou prináša aplikácia Diplomat Connect. S jedinou výnimkou, nemusíte jej posilať výplatu.

Aplikácia Diplomat Connect je integrovaná s Modelom Pro a pomáha vám kontrolovať a automatizovať vašu zubársku súpravu a jej smart nástroje iba pomocou pár kliknutí. Samotná aplikácia beží na sprievodnom tablete a so zubárskou súpravou sa synchronizuje cez Bluetooth®.






Je to ako jazda na bicykli.

Diplomat Connect je intuitívna aplikácia, ktorej ovládanie hravo zvládnete. Všetko, čo potrebujete na vašu dennú prácu, máte dostupné na pár klikov.

Iba vaša.

S Modelom Pro má každý unikátny a personalizovaný zážitok. Nastavte si pozíciu vašej zubárskej súpravy, parametre nástrojov, svetlo, hygienu a oveľa viac. Vytvoriť si môžete nekonečné množstvo prednastavení, ktoré presne vyhovujú vášmu tímu.



Vaše okno do širého sveta.

V tablete je možné využívať aj aplikácie tretej strany, vďaka čomu máte dôležité informácie o pacientoch vždy poruke. Obrazovku tabletu môžete dokonca zdieľať na monitor zubárskej súpravy. Pacientom tak môžete pripraviť napríklad vzdelávaciu prezentáciu.

Ako hodinky.

Aplikácia Diplomat Connect robí základnú diagnostiku sama od seba. Dokáže analyzovať a posilať informácie o chybách v zubárskej súprave priamo našim technikom, čo umožňuje výrazne skrátiť prestoje pri poruchách.

Kryjeme vám chrbát.

Dobre vieme, že kde sa pracuje, nastanú aj nehody. Nemusíte sa však báť, všetky vaše prednastavenia sú bezpečne zálohované online pre prípad, že sa vám tablet s aplikáciou pokazí či rozbije. Model Pro stačí nastaviť iba raz. Všetky svoje preferencie v aplikácii nájdete, aj keď ju nainštalujete do nového tabletu.

Toto nie je klasická zubárska prehliadka.



Je to prehliadka svetovo oceneného dizajnu.

Model Pro vznikol zo spolupráce výskumníkov z oblasti
ergonómie, technologických inovátorov a majstrov
remeselného vyhotovenia.

Dizajn, ktorý zapôsobí.

Séria Modelu Pro je starostlivo navrhnutá tak, aby do vašej ordinácie priniesla moderný vizuálny dizajn, zatiaľ čo nezaostáva ani v praktických riešeniach.

Model Pro bol ocenený na každej dizajnovej súťaži, do ktorej sa zapojil. Ocenenia si odniesol z tých najprestížnejších súťaží produktového dizajnu po celom svete vrátane Red Dot Award.



reddot design award




**BIGSEE
PRODUCT DESIGN
AWARD 2021
WINNER**

**S L O V A K
D E S I G N
A W A R D**

**2021
Product Design**



**DESIGN
AWARD
2022**



Čistý priestor je produktívny priestor.



Komfortný prístup.

Jednoduchý a čistý dizajn Modelu Pro sa stane stredobodom ordinácie budúcnosti. Jeho štíhle a vybalansované proporcie vizuálne nezaťažujú priestor, čo je veľkým benefitom aj v menších miestnostiach.

Vďaka zladeniu skvelej ergonomie, dizajnového stylingu a vizuálnych proporcií a funkčnosti máte k vašim nástrojom skvelý prístup, či už si vyberiete horné alebo spodné vedenie.



Jednoduchá geometria.

Čistý geometrický dizajn pľuvadlového bloku prináša v rámci vizuálu nadčasové riešenia. Magnetické úchyty vám zase poskytujú jednoduchý a praktický prístup k filtrom.



Preberte kontrolu.

Unikátny vizuálny a ergonomický dizajn stolíka asistenta ponúka jednoduchý prístup k nástrojom. Ovládací panel využíva čistú grafiku, intuitívne rozloženie tlačidiel a vysokú kvalitu povrchovej úpravy.

Vyrobené s láskou.

Model Pro sme premysleli do posledného detailu. Kvalitné vyhotovenie z prémiových materiálov nenájdete iba na veľkých povrchoch, ale aj na tých najmenších súčiastkach zubárskej súpravy.



Jednoduchá konvertibilita.

Skonvertujte svoju zubársku súpravu zľava doprava iba za 30 sekúnd. Stačí, ak nadvihnete sedadlo, odblokujete brzdu a otočíte súpravu. Je to rýchlejšie, ako vypíť kávu. Konvertibilita je možná pre Model Pro 500 a Model Pro 700.

Zdvihnite sedadlo.

Uvoľnite brzdú a otočte.

Konvertujte
zľava doprava
za 30 sekúnd.



Láska na prvé sedenie.

Aby sme vašim pacientom zabezpečili čo najväčší komfort, vykonali sme obsiahly výskum v oblasti ergonómie v spolupráci s odborníkmi z automobilového priemyslu.

Výsledkom je, že kreslo zaistuje maximálne pohodlie pacienta, znižuje fyzickú záťaž a úroveň stresu. Vaša nová súprava umožní pohodlnú polohu pacienta bez ohľadu na jeho výšku, váhu či dĺžku ošetrovania. Má to len jeden háčik, pacientom sa od vás nebude chcieť odchádzať.


Opierka hlavy kopíruje tvar krku a hlavy akéhokoľvek pacienta.

Plecia prirodzene padajú, vďaka čomu vaši pacienti dosiahnu pohodlnú polohu chrbta.

Sedadlo a operadlo pôsobia uvoľňujúco a oporne zároveň.

Trendelenburgova poloha je súčasťou štandardného vybavenia.

Nohy a ruky sú plne podporované aj v polohe ležmo, čo umocňuje pocit relaxácie.



Model Pro po vašom.

Prispôsobte si farbu čalúnenia kresla presne vášmu vkusu. Vybrať si môžete z tuctov možností. Najvyšší čas nechať zažiarieť vašu osobnosť!


Nešité čalúnenie.

Stále nie je neskoro mať interiérový dizajn ako váš koníček. Vyberte si z viac ako 49 farieb tak, aby Model Pro vo vašej ordinácii či klinike skutočne zažiaril.

Šité čalúnenie s pamäťovou penou.

Pri variante šitého čalúnenia sme na výber pridali 20 prémiových farieb. Čalúnenie kresla v tomto vyhotovení obsahuje aj pamäťovú penu, ktorá dodatočne zvyšuje komfort vašich pacientov.

Ukážky farebných vyhotovení:








Zoznámte sa. Model Pro v stacionárnej verzii.

Stacionárna verzia Modelu Pro prináša ešte viac benefitov, ktoré pomôžu zlepšiť vašu dennú pracovnú rutinu. Od zväčšeného miesta pre vášho asistenta cez zvýšenú stabilitu až po väčší rozsah ramien stolíka lekára.

Pozdvihnite svoj
pracovný deň.



S príchodom Modelu Pro 600
a Modelu Pro 800 do nášho
produktového portfólia si môžete
naplno užiť stacionárne vyhotovenie
v našich zubárskych súpravách.
S pľúvadlovým blokom pevne
pripevneným k zemi na vás čakajú
dodatočné benefity na spríjemnenie
vašej práce.



Ešte viac miesta.

Vďaka unikátnemu dizajnovému riešeniu sme celé kreslo zubárskej súpravy posunuli dozadu, čo medzi konštrukciou zubárskej súpravy a stolíkom asistenta vytvorilo dodatočný priestor na pohodlnú prácu.



Nenechajte sa vyrušovať.

Model Pro 600 a Model Pro 800 prinášajú ešte viac stability. Kreslo zubárskej súpravy dokáže uniesť až 200 kilogramov. Silná konštrukcia zase umožňuje pripojenie röntgenového zariadenia. Vibrácie sú zredukované na minimum, pretože sú absorbované do celej súpravy. Kto kedy povedal, že práca nemôže byť pohodlná?



Roztiahnite krídla.

S Modelom Pro je rozsah ramien stolíka lekára ešte väčší. Rameno sa šikovne prispôsobí vašim potrebám.



Hodí sa takmer všade.

Vďaka vyladeným proporciám pľuvadlového bloku sme dosiahli ešte minimalistickejší vzhľad zubárskej súpravy.



Nie sme astrofyzici. Na čase a priestore nám však záleží.

Model Pro a efektivita. Takmer synonymá.
Od rozsiahleho pracovného priestoru až po veľmi
rýchlu a jednoduchú údržbu. Model Pro ponúka
mnoho možností, ako ušetriť čas.

Vitajte na vašom ihrisku.

Intuitívny a jednoduchý na používanie. Model Pro je navrhnutý tak, aby vašej práci dodal radosť.

Ladný ako tanec.

Pohyby ramien stolíka lekára a svetidla sú vďaka plynovej pružine v pantografických ramenách a valivým ložiskám v rotačných komponentoch až prekvapivo ľadné a príjemné. Pohybujte sa s ľahkosťou.




Všetko poruke.

Stolík lekára Modelu Pro môže byť nakonfigurovaný s piatimi alebo šiestimi nástrojmi v závislosti od vybraného modelu. Dizajn stolíka lekára umožňuje pohodlnú prácu so všetkými nástrojmi na dosah ruky. Bez ohľadu na to, či si vyberiete horné alebo spodné vedenie nástrojov.

Hore alebo dole?

Stolík lekára si môžete nastaviť s horným
či spodným vedením nástrojov.



Horné vedenie
nástrojov.

Spodné vedenie
nástrojov.





Stabilita a pevnosť.

Vibrácie sú vďaka presunu z kresla do zvyšku zubárskej súpravy minimalizované.



Káble nechajme v minulom desaťročí.

Už žiadne potkýnanie sa o káble. Model Pro môže byť vybavený aj bezdrôtovým multifunkčným nožným ovládačom s výdržou batérie od 2 do 3 mesiacov. Pohybujte sa okolo súpravy bez limitácií.



Žiadny spätný ťah.

Nová konštrukcia a vyváženie nástrojov eliminuje spätný ťah bičov. Užite si prácu bez záťaže pre vaše ruky a zápästia.



Inštalujte ako Pro!

Vďaka špeciálnemu dizajnu zubárskej súpravy je inštalácia nekonvertibilných súprav možná aj bez upevnenia v zemi. Toto riešenie je ideálne na miestach, kde nie je možné vŕtanie do podlahy.

Svetlá! Pódium je vaše.

Pracovný priestor okolo Modelu Pro je plne pripravený na predstavenie vášho umenia. Nezáleží, či ide iba o jedného asistenta, ktorý pomáha s výplňami, alebo celý tím, ktorý vykonáva komplexný chirurgický zákrok. Vďaka skvele navrhutej konštrukcii a ramenám zubárskej súpravy je pracovný priestor vzdušný aj pre viacerých ľudí.

Pantografické rameno umožňuje optimálne polohovanie stolíka lekára a stolíka asistenta. Stolička asistenta môže byť vybavená až šiestimi nástrojmi v rámci štandardného vyhotovenia každej súpravy. Asistent má tiež k dispozícii plnohodnotný ovládací panel, pomocou ktorého môže ovládať napĺňanie pohára, polohovanie súpravy, či tlačidlo na zahájenie Trendelenburgovej polohy. Tieto ovládacie prvky dokážu zjednodušiť prácu celému tímu.

Zubárska súprava je vhodná pre dvojručnú aj štvorručnú prácu.



Aj údržba prináša radosť.

S Modelom Pro sa cítite skvele aj počas najbežnejších úloh. Vaša denná údržba totiž potrvá iba krátku chvíľu. Model Pro môže byť vybavený ktorýmkoľvek odsávacím systémom. K dispozícii sú suché systémy, separátory amalgámu alebo systémy na mokré odsávanie. Vďaka automatickej hygiene môžu byť odsávacie hadice prepláchnuté po každom pacientovi.


Údržba je hotová skôr, než dopoviete „temporomandibulárny kĺb“.

Filtre odsávacieho systému Modelu Pro sú ľahko dostupné. Čisté a vymenené ich môžete mať iba za 10 sekúnd.

Napĺňanie destilovanej vody je jednoduché. Bezpečne ju môžete doplniť pomocou lievika, ktorý sa nachádza pod otvárateľným krytom na pľuvadlovom bloku.



Model Pro 500



Horné alebo spodné vedenie nástrojov

Konvertibilita
(pre pravú aj ľavú stranu)

Nesená súprava

5 zubárskych nástrojov
na stolíku lekára



Voliteľný bezdrôtový
nožný ovládač



Prispôsobiteľnosť
farby čalúnenia

Prispôsobiteľnosť farby
pľuvadlového bloku



Model Pro 600



Horné alebo spodné vedenie nástrojov



Stacionárna súprava

5 zubárskych nástrojov
na stolíku lekára



Voliteľný bezdrôtový
nožný ovládač



Prispôsobiteľnosť
farby čalúnenia

Prispôsobiteľnosť farby
pľuvadlového bloku

Možnosť pripojiť
intraorálny röntgen

Model Pro 700



Horné alebo spodné vedenie nástrojov

Konvertibilita
(pre pravú aj ľavú stranu)

Nesená súprava

6 zubárskych nástrojov
na stolíku lekára

Synchronizovaný pohyb sedáka a opery
chrbta *

Automatický pohon misy *

Voliteľný bezdrôtový nožný ovládač

Kompletné lakovanie súpravy v bielej
polomatnej farbe *

Prispôsobiteľnosť
farby čalúnenia

Prispôsobiteľnosť farby
pľuvadlového bloku



Model Pro 800



Horné alebo spodné vedenie nástrojov



Stacionárna súprava

6 zubárskych nástrojov
na stolíku lekára

Synchronizovaný pohyb sedáka a opery
chrbta *

Automatický pohon misy *

Voliteľný bezdrôtový nožný ovládač

Kompletné lakovanie súpravy v bielej
polomatnej farbe *

Prispôsobiteľnosť
farby čalúnenia

Prispôsobiteľnosť farby
pľuvadlového bloku

Možnosť pripojiť
intraorálny röntgen



“Plynulosť práce, inteligencia, otvorenosť a modulárnosť – to sú hlavé princípy Modelu Pro.”

“Pri výrobe produktov sa riadime filozofiou zameranou na otvorené platformy, modulárne a inteligentné riešenia, ktoré zlepšujú plynulosť práce v ambulancii – pokročilé technológie sú vďaka tomu prístupné každému stomatológovi.”

Tomas Nerad, CEO - Diplomat Dental

Load & Play

Digitalizujte svoju ambulanciu jednoducho pomocou svojho vlastného tabletu s intuitívnym ovládaním.

Získajte najpokročilejší ovládací systém pre stomatologické súpravy dostupný na trhu. Podporované sú platformy iOS a Android. Zálohovanie dát na cloude, rýchly a bezpečný prístup k údajom o pacientoch, röntgenovým snímkam, fotografiám, automatické aktualizácie a neobmedzený počet užívateľov sú samozrejmosťou.

1

Stiahnite si aplikáciu
Diplomat Connect.

2

Aktivujte Bluetooth®.

3

Hotovo!
Vaša zubná súprava je pripravená.



“Diplomat Connect” je dostupný pre iPad
na App Store alebo Android App na Google play.

**Spojte sa s naším
obchodným tímom:**

+421 33 7954 111

info@diplomat-dental.com

Sledujte nás:

@diplomatdental_skcz
#modelpro

Diplomat dental

Diplomat dental

www.diplomat-dental.com

